

新! 爱汝特 根管封闭糊剂 (iRoot SP)

世界领先的生物陶瓷专利技术

New!



爱汝特的特性

爱汝特根管封闭糊剂是最新研发的革命性成果, 采用预混可注射白色水硬性水门汀, 为永久性根管充填和封闭而设计。

安全, 有效, 性能稳定, 不溶解, 优良X射线阻射性, 无固化收缩, 极佳的物理和化学性, 固化时间4小时 (根据ISO 6876:2001)。

爱汝特的应用范围


牙髓摘除术后根管永久充填。适用于单牙胶尖加侧压充填技术

爱汝特的优势


糊剂无需调制, 随取随用; 可以直接注射牙根管内; 操作易于掌握, 省时简便



爱汝特具有良好的流动性, 可渗透至根管内牙本质小管, 侧支根管等结构, 与根管内牙本质之间形成完美粘结。




爱汝特可单独使用, 或与牙胶尖配合使用进行根管充填治疗。爱汝特即刻应用, 迅速起效



爱汝特以生物陶瓷成分为基质, 生物相容性好, 无毒副作用。具有高效杀菌性能, 具有优良的生物活性, 无须担心超填问题。

爱汝特封闭糊剂被挤出根尖孔外。术后3个月复查。临床症状已经消失。



爱汝特的化学组成和性能

爱汝特主要化学组成有: 氧化锆, 磷酸钙, 硅酸钙, 氢氧化钙。

爱汝特主要性能有: 优良的生物相容性和生物活性, 高pH(>12), 抗压强度 40-60 MPa, 优良X射线阻射性, 零膨胀。

爱汝特的市场销售情况



爱汝特已经取得美国FDA (K080917), 欧洲CE Mark (CE0413), 加拿大卫生局, 和中国药监局 (SFDA) 的注册销售许可证。该产品现在北美和欧洲广泛销售。同时爱汝特在美国销售为 Endosequence BC Sealer (Brasseler) 和欧洲销售为 Smartpaste。到目前为止, 世界已有一百多万病例的临床应用。

优秀的临床评价

优良的生物相容性和生物活性, 无毒, 无须担心超填问题。很强的杀菌效能, 具有消炎止痛功效。无需调制, 随取随用, 操作易于掌握, 省时简便。高X射线阻射性。

技术研发和生产:
加拿大创新生物陶瓷有限公司
Innovative BioCeramix, Inc.
1628 W 75th Avenue, Vancouver, BC, V6P 6G2, Canada
Ph: (604) 221 6800; Fax: (604) 677 6129
Email: info@ibioceramix.com; Web: www.ibioceramix.com

中国总代理: 长春爱邦科技有限公司
长春市长春市解放大路65号
电话: 13504700055 邮箱: idxcc@126.com
网址: www.aibangkj.com

